

## ALÇAS DE POLIPECTOMIA

**OLYMPUS**<sup>®</sup>

Endo**Therapy**<sup>™</sup>

### Especificações

Modelo	Design	Comprimento	Diâmetro	Diâmetro Canal	Diâmetro do Fio
SD-210U-10	Oval	2300 mm	10 mm	2.8 mm	0.47 mm
SD-210U-15			15 mm		
SD-210U-25			25 mm		
SD-221L-25	Crescente	1650 mm	25 mm	2.0 mm	0.3 mm
SD-221U-25		2300 mm			
SD-230U-20	Oval Espiral	2300 mm	20 mm	2.8 mm	0.48 mm

Alça de Polipectomia Descartável

**SnareMaster**<sup>™</sup>

Mais alças, mais variedade, mais opções



Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

**OLYMPUS**<sup>®</sup>

OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.  
Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan

For a complete listing of  
sales and distribution locations visit:  
[www.olympus.com](http://www.olympus.com)

2103006

Printed in Japan F0259E4-032014

# Uma variedade de design e tamanho para cada situação clínica

SnareMaster™

## Alça Oval

### SD-210U-10/15/25

Rigidez e formato ideal para capturar pólipos

SnareMaster™

#### Alça Firme

Não deforma quando pressionada contra a mucosa, suportando uma colocação precisa e firme da lesão

#### Abertura Ampla


Abertura ampla da alça que captura uma área ressecável maior

#### Fio trançado espesso

Coagulação ideal para ajudar a reduzir o sangramento

#### Diferentes tamanhos

Adequado para vários procedimentos e tamanhos de pólipos



## Alças desenhadas para múltiplos propósitos

## Alça Espiral

### SD-230U-20

Útil para EMR durante EDB

SnareMaster™

#### Fio Torcido

Fio espiral projetado para agarrar de forma plana lesões da mucosa com menos deslizamento e coagulação melhorada

#### Fio Resistente


Resiste à deformação quando pressionado contra a mucosa, suportando precisa colocação e um aperto firme da lesão

#### Abertura Ampla

O loop amplo captura facilmente a área ressecável maior

#### Fio Espesso

Abre e fecha suavemente para corte lento e controlado, coagulação ideal e menos sangramento



## Alça Crescente

### SD-221U-25

Especialmente desenhada para EMRC

SnareMaster™

#### Fina, fio flexível

Fino, fio flexível que encaixa no cap distal do EMRC



#### Tamanho ajustável

Design crescente especial possibilitando o ajuste da alça para lesões de qualquer tamanho.

